


CARDIOVIT AT-102 G2

Simple, intelligent et technologie de pointe



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

ECG nouvelle génération: CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Fiable et robuste pour utilisation en milieu clinique et hospitalier
- ⚡ Communication Wi-Fi rapide et bidirectionnelle avec SIH/DME
- ⚡ Qualité du signal supérieure et algorithmes de diagnostic pour enfants et adultes



CONNECTIVITÉ ET TECHNOLOGIE DE POINTE

Le CARDIOVIT AT-102 G2 est équipé d'un écran couleur 8" et de touches de fonction tactiles. Par ailleurs, grâce à son clavier alphanumérique avec surface scellée permettant un nettoyage aisé, cet appareil convient parfaitement aux pratiques cliniques courantes. La «batterie intelligente» garantit plus de 8 heures d'enregistrements ECG, y compris une impression aux 15 minutes.

La communication bidirectionnelle permet d'accéder facilement aux données et de transférer rapidement des rapports ECG vers les systèmes SIH/DME. La connectivité Wi-fi et LAN, l'affichage ECG sur un large écran ainsi qu'une grande capacité de mémoire permettent d'effectuer un flux de travail sans papier en plus de réaliser d'importantes économies. Lorsqu'un rapport imprimé s'avère nécessaire, il est possible d'effectuer une impression en format A4 sur l'imprimante thermique à haute résolution.

EFFICACITÉ SUPÉRIEURE SUR TOUT FLUX DE TRAVAIL

L'acquisition d'ECG désormais plus facile et rapide que jamais: saisir ou télécharger les données patient à l'aide de la liste de travail ou de la requête de données patient (PDQ), effectuer l'acquisition de l'ECG, sauvegarder, imprimer et transmettre les données en 20 secondes avec une seule touche.



3 ÉTAPES SIMPLES À EFFECTUER

- 1: Saisir ou télécharger les données patient
- 2: Contrôler la qualité du signal et l'inversion des dérivations et effectuer un ECG
- 3: Visualiser l'ECG avant de l'enregistrer, l'exporter ou l'imprimer

QUALITÉ DU SIGNAL SUPÉRIEURE ET OUTILS DE DIAGNOSTIC

Les algorithmes SCHILLER les plus avancés sont intégrés dans le CARDIOVIT AT-102 G2.

ECG PÉDIATRIQUE: Grâce à un taux d'échantillonnage très élevé et à une large bande de fréquence, le CARDIOVIT AT-102 G2 dispose d'une qualité de signal optimale, ce qui en fait l'outil privilégié pour les ECG pédiatriques.

RYTHME DE REPOS: Le CARDIOVIT AT-102 G2 permet d'enregistrer jusqu'à 10 minutes de rythmes de repos. Possibilité de réviser, sauvegarder et imprimer les données complètes, la tendance FR et les événements, en plus de les transmettre vers le SIH/DME aux formats PDF, DICOM ou HL7.

Imprimante thermique
intégrée, format A4,
haute résolution

Clavier alphanumérique avec
surface scellée, facile à nettoyer
et hautement hygiénique

Touches de fonction tactiles

Touches de navigation
permettant une grande
efficacité dans tous les flux
de travail

Compartiment ajustable
permettant de ranger et
d'organiser divers items
personnels ou objets utilisés
à des fins hospitalières.

Facile et agréable à
manœuvrer, avec des roues
facilitant les déplacements et
une poignée située à une
hauteur idéale.



ECG D'EFFORT: Le CARDIOVIT AT-102 G2 peut aussi effectuer des ECG d'effort de base et dispose d'une large sélection de protocoles pour ergomètres et tapis roulants, qu'ils soient pris en charge par le système ou non. Une révision complète et un rapport du test, avec tendances, tableau des étapes, modèle d'interprétation et liste des événements, sont également disponibles. Les données de l'épreuve peuvent être transmises vers le SIH/DME en divers formats.

ETM ET ETM SPORT: L'un des programmes d'interprétation simultanée d'ECG 12 dérivation les plus réputés, pour une fiabilité et une qualité sans pareils.

ETM Sport: le premier module d'interprétation ECG automatisée conçu pour les athlètes, basé sur les Critères de Seattle.

CCAA: L'algorithme CCAA (Culprit Coronary Artery Algorithm) de SCHILLER est utilisé dans les services d'urgence et hors des milieux hospitaliers, lorsque la présence de douleurs thoraciques nécessite une décision rapide. Il permet de localiser le siège de l'obstruction de l'artère coronaire et de déterminer l'étendue de l'atteinte cardiaque.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

