

CARDIOVIT AT-1 G2

Le pouvoir de la simplicité



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-1 G2

- ∴ Saisie des données patient facile à effectuer
- ∴ Qualité du signal exceptionnelle pour ECG enfants et adultes
- ∴ Détection des électrodes inversées



QUAND TRADITION ET MODERNITÉ SE RENCONTRENT

S'appuyant sur la réussite de l'AT-1 et désormais plus performant grâce aux technologies les plus récentes, l'AT-1 G2 se distingue par sa qualité de signal exceptionnelle ainsi que par le nouvel algorithme d'interprétation.

Le fonctionnement aisé de l'appareil est garanti grâce à un flux de travail étape par étape et une saisie des données patient facile à effectuer.

Un écran couleur ainsi qu'un clavier facile à nettoyer viennent compléter cet électrocardiogramme fiable et intuitif.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Grâce à un taux d'échantillonnage très élevé et à une large bande de fréquence, le CARDIOVIT AT-1 G2 fournit une qualité de signal optimale pour les ECG enfants et adultes.

L'imprimante thermique de haute résolution est compatible avec le papier en rouleau ou plié en accordéon, selon les préférences de l'utilisateur.

La connectivité USB est également disponible pour les mises à jour de logiciel.

DESIGN ERGONOMIQUE

Le CARDIOVIT AT-1 G2 a été conçu pour être facile à utiliser: une seule touche suffit pour saisir les données de patient. Grâce à son écran couleur 5" pour la

visualisation des ECG et son clavier simplifié, effectuer un ECG n'a jamais été aussi facile.

FLUX DE TRAVAIL ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Saisie des données patient à l'aide d'un seul bouton
2. Révision du signal et contrôle de la qualité en temps réel, y compris la détection des électrodes inversées
3. Révision post-enregistrement

INTERPRÉTATION CLINIQUE AVANCÉE

Outre le contrôle de la qualité du signal et la détection des électrodes inversées, le programme ETM, algorithme d'interprétation ECG à 12 dérivations désormais éprouvé, est également disponible.

1 L'imprimante thermique de haute résolution est compatible avec le papier en rouleau ou plié en accordéon.

2 Saisie des données patient à l'aide d'un seul bouton

3 Aperçu des 3 dérives de l'ECC, y compris la vérification de la qualité des électrodes avec code-couleur

4 Détection des électrodes inversées



3 ÉTAPES SIMPLES À EFFECTUER

- 1: Saisir les données de patient
- 2: Contrôler la qualité du signal et effectuer un ECG
- 3: Réviser l'ECG avant de l'imprimer



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:

Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean

Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
adv@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

